

# シルバーカー

# リズムRWC

## [取扱説明書] [保管用]

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

⚠この製品は主として自立歩行のできる高齢者が、より安定して歩行できるように補助的に使用するものです。(手すり等の固定したものにつかまらなければ歩行できない人や介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人には適しません。)

使用に適しているかどうか不明な場合、必要に応じて専門家(福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)に相談し購入されることをお勧めします。

なお、ご使用になる前に、この説明書の内容をよくお読みいただき、充分ご理解の上、ご使用ください。

### 目 次

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ご使用前の注意(点検).....1  | 傘止めバンドの使い方.....5 |
| 警告事項.....1         | こんな時には.....5     |
| 各部の名称.....2        | ご注意事項.....6      |
| 車体のひろげ方.....3      | 環境.....6         |
| 車体の折りたたみ方.....3    | 使用前.....6        |
| カゴ受けの操作方法.....3    | 使用中.....6        |
| ハンドルの高さ調節.....4    | 使用后.....6        |
| 駐車用ストッパの操作方法.....4 | 保管・お手入れ方法.....6  |
| キャスターの操作方法.....4   | 保全.....6         |
| ハンドブレーキの操作方法.....4 | 廃棄.....6         |
| ブレーキの調整方法.....4    | SGマーク.....7      |
| 腰掛け方.....5         | 保証書.....7        |
| 袋部の使い方.....5       |                  |

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点や、ご質問などがありましたら、弊社サービス係、または、ご購入販売店までお問い合わせください。

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、  
ご自身の体調の状態で使用できるかご判断ください。

加齢等によって歩行機能が低下してこの製品が合わなくなり危険となる場合があります。  
屋内の移動が困難になったり、屋外でも短距離の移動が困難になった場合には、この製  
品の使用を中止してください。また定期的に専門家等にこの製品が適切かどうか相談し  
確認してください。


転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。

### ⚠ ご使用前の注意(点検)

- 広げる時などの開閉操作を行う際には、幼児を近づけないでください。
- 組立調整は確実に行ってください。
- 製品各部を点検し、特にハンドブレーキ、駐車用ストッパ及び左右両輪の性能についてはご自身で充分確認してください。
- タイヤ及びブレーキの摩耗等がないかを保守・点検し、必要に応じて調整又は交換してください。
- 各部のカシメ鋸、ネジ、ナットがゆるんでいないか確認してください。
- 使用前に必ず左右の固定用ロックが確実にかかっているか確認してください。固定用ロックがかかっていないと車体が折りたたまれ大変危険です。
- ハンドルの高さ調節部(左右)が固定されているか確認してください。
- 最大使用者体重は80kgです。体重が80kg以下の方に限ります。必ずお守りください。

### ⚠ 警告事項(思わぬケガの恐れがあります)

- 雨、雪、凍結等すべりやすい所では使用しないでください。
- 階段や溝、段差のある所、エスカレーター等では使用しないでください。
- 交通の頻繁な所、混雑している所及び夜間の使用は充分注意してください。
- 段差や溝などにつまずくと転倒する恐れがあります十分注意してください。また段差を斜めに進入することは止めてください。段差の手前では必ず一旦止まり、十分注意して慎重に段差を越えてください。
- 線路を横断される場合、段差に充分注意して下さい。特に警報機が鳴った時に慌てて転倒したり、車輪が溝にはまったりして大変危険な場合がありますので、付き添いをつけて横断されることをおすすめします。
- ハンドルに寄りかからないでください。寄りかかると車体だけが前に行き転倒する恐れがあります。
- 座面を使用する場合は、必ず駐車用ストッパを左右両輪に掛け、車体が動かないことを確認してください。
- 座面以外の所には座らないでください。
- 坂道など斜面では座らないでください。
- 座面に浅く座らないでください。
- 座面から立ち上がる時は、車体が動かないことを確認してゆっくりとおこなってください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 幼児や子供に操作をさせないでください。また、座面上に立たせないでください。



# 各部の名称

## リズムRWC

使用時サイズ：約H84×W46.5×D52cm

収納時サイズ：約H64×W46.5×D28cm

座面高さ：約48cm

バッグ耐荷重：10kg

重量：約4.4kg




スーパーのカゴを載せることもできます。




## 車体のひろげ方

- 1** ハンドルを持ち図の様に矢印の方向に起こしてください。




- 2** 両側の固定用ロックがカチッと音がして左右が確実に掛かっているか確認してください。ブレーキワイヤーなどが引っかかり広がらない場合がありますので注意してください。



## 車体の折りたたみ方




折りたたむ時は固定用ロックバーを引き上げてからハンドルを後ろへ倒します。






- 注** ● 折りたたむ時、ブレーキワイヤーが折れ曲がらないように注意してください。ブレーキワイヤーが折れ曲がるとブレーキのききが悪くなります。

## カゴ受けの操作方法

- 1** 座面を上げて、カゴ受けを取り出します。



- 2** 座面を降ろし、座面フレームとカゴ受けの間を通して座面固定部を差し込んでください。



- 注** ● 中央にしっかりとカゴを載せてください。  
● 急に曲がるとバランスをくずす恐れがあります。  
● 取りつけるカゴの大きさを確認してください。  
(カゴの底面の大きさは奥行き外寸が約27cmまでです)



## ハンドルの高さ調節



高さ調節キャップ

高さ調節金具

3段階


高さ調節  
キャップ

**注**

- 左右同じ高さであることを確認して固定してください。
- 高さ調節金具をはめ込んだ後、必ず高さ調節キャップを元の位置に戻してください。
- 高さ調節を行う際、高さ調節金具を落とさないように注意してください。
- ガタつき、フレームが動かないか、確認してください。

1. 左右の高さ調節キャップを上げてください。
2. 高さ調節金具を抜いてください。
3. 3段階から、お好みの高さに合わせたら、左右の高さ調節金具をしっかりはめこんでください。
4. 左右の高さ調節キャップを元の位置に戻してください。

## 駐車用ストッパの操作方法




1. 駐車用ストッパレバーを上にあげると、後輪がロックされます。
2. 駐車用ストッパレバーを下に降ろすとロックが解除されます。

**注**

- 駐車用ストッパのかかった状態（後輪がロックされた状態）で車体を押さないでください。
- 座る場合や車からはなれる場合は、必ず駐車用ストッパを掛けてください。
- 構造上、自動車のブレーキのような停止効果はありませんので、坂道などでは腰掛けないでください。


## キャストの操作方法

キャスト回転止めを下すと、曲がる方向に力を入れれば左右各 60° の角度で車輪が方向転換します。直進状態でキャスト回転止めを上げるとロックがかかります。（方向転換ができなくなります）




**注**

- キャスター回転止めが左右同じ状態かを確認してください。



## ハンドブレーキの操作方法




ハンドブレーキレバーをにぎれば、後輪にブレーキがかかります。

**注**

- ハンドルとハンドブレーキレバーの間に指を入れたまま操作しないでください。
- ブレーキは構造上、自動車のブレーキのようには効かないので過信しないでください。
- ブレーキワイヤーが折れ曲がったりした場合、ブレーキがききにくくなりますのでブレーキワイヤーの交換をしてください。

## ブレーキの調整方法

ブレーキ金具と車輪のすき間が3mm位になるように調整します。



### ■ブレーキをきつくする時

②を回して調整し、①を上図の位置に戻してください。

なお不十分な時は、②を最初の状態に戻し、③をゆるめてから⑤を車輪に近づけた状態でワイヤー④を引っ張って、③を締めてください。

### ■ブレーキをゆるくする時

①をゆるめてください。

②を回して調整してください。

調整が終われば①を締めてください。

## 腰掛け方

駐車用ストッパ

**注**

- 両側の固定用ロックが正常にかかっているか確認してお座りください。
- 必ず駐車用ストッパを掛けてからお座りください。
- 腰掛ける時は、均等に体重が加わる様に座面の中央にお座りください。
- 浅く座ったり、背もたれに力をかけすぎた場合、車体が動いてバランスがくずれる恐れがあります。ご注意ください。
- 坂道など斜面では座らないでください。
- 最大使用者体重は80kgです。体重が80kgを超えられる方はご使用になれません。



## 袋部の使い方

座面前部を上へ持ち上げて開いてください。

**注**

- 袋部には10kg以上を超える荷物を入れないでください。
- 袋部に荷物を入れたままで折りたたまないでください。



## 傘止めバンドの使い方

傘止めバンドを外し、傘・ステッキの先端を傘受けブラケットに入れ、傘止めバンドを傘・ステッキに巻いて固定してください。



## こんな時には・・・

| 状 況                    | 原 因                                                                              | 対処方法                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハンドルがグラグラと動く           | ① 左右の固定用ロックが確実にかかっていない<br>② ハンドルの高さ調節部が固定されていない                                  | ① 両側の固定用ロックが確実にかかっているか、確認してください<br>② 取扱説明書の <b>ハンドルの高さ調節</b> をお読みになり、確実に高さ調節を行ってください。                                              |
| 駐車用ストッパまたはハンドブレーキが利かない | ① バネの劣化<br>② 車輪の摩耗<br>③ 車輪の破損<br>④ 連結部のサビ<br>⑤ ブレーキワイヤーの折れ曲がり<br>⑥ ブレーキ金具の曲がり・破損 | ① バネの交換(ご購入販売店に依頼)<br>② 車輪の交換(ご購入販売店に依頼)<br>③ 車輪の交換(ご購入販売店に依頼)<br>④ 潤滑油を注油する<br>⑤ ブレーキワイヤーの交換(ご購入販売店に依頼)<br>⑥ ブレーキ金具の交換(ご購入販売店に依頼) |
| キャスターが回転しない            | ① キャスターの回転軸に、土や砂が混入<br>② バネの劣化                                                   | ① キャスターを手で回転させて、土や砂を落としてから、回転軸のすきまに潤滑油を差してください<br>② バネの交換(ご購入販売店に依頼)                                                               |

その他、車輪や車体の破損・異常が発生した場合、そのままご使用にならず、ご購入販売店に点検・修理・パーツの交換を依頼してください。



## ⚠️ ご注意事項

### 〈環 境〉

- 雨風の強い時、また傘を持ちながらの片手では使用しないでください。
- 火の近くでの放置はしないでください。樹脂が変形し、性能を維持できなくなります。
- 自動車、バス、電車の中では使用しないでください。
- 砂、泥のある場所、特に水たまりでは使用しないでください。また、放置しないでください。

### 〈使用前〉

- ご使用に際して、体調の状態によっては、危険な場合もありますので、ご自身の体調の状態でご使用できるかご判断ください。

### 〈使用中〉

- 使用される時は、必ず左右の固定用ロックレバーがかかっているか確認してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 開閉などの操作時には、幼児や子供を近づけないでください。
- 10kgを超える重さの荷物を袋部に入れないでください。
- 最大使用者体重は80kgです。(体重が80kg以下の方に限られます)
- 座面以外の所には座らないでください。
- ハンドルとハンドブレーキの間に指を入れたままでブレーキ操作をしないでください。
- ブレーキは自動車のブレーキとは構造的に違いますので、過信しないでください。
- 傘を持ちながら等、片手での使用はしないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 座面を踏み台として使用しないでください。
- 駐车用ストoppaがかかった状態で押さないでください。
- 袋部以外の所に荷物を載せたり、吊るしたりしないでください。
- 車体からはなれる時は、必ず駐车用ストoppaをおかけください。
- ハンドルには寄りかからないでください。寄りかかると車体だけが前に行き、転倒するおそれがあります。
- 袋部に物を入れたままで折りたたまないでください。
- 車体を閉じる時は、手をはさまないように注意してください。
- 腰を掛ける場合は、必ず駐车用ストoppaを左右両輪にかけてご使用ください。
- 袋部内に乳幼児を乗せたり、座面に人を乗せたまま移動しないでください。

### 〈使用後〉

- 雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因となります。
- 雨水にぬれた場合は、拭きとってください。
- フレームに砂や泥をつけたまま放置しないでください。

### 〈保管・お手入れ方法〉

- 車輪についた泥や汚れなどは、そのまま放置しないで、必ず落としてください。
- よく絞った布で、土やほこりをふき取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤を使用しないでください。
- 乾いた布で水分を取り、日陰で乾燥してください。
- 袋部の汚れは、柔らかい布でふいてください。
- 車輪や車体がきしむ場合、連結部等に数滴注油してください。  
(注油後、開閉操作を2・3回くりかえしてください)
- 長時間使用しない時は、汚れを落とし、日陰で保管してください。
- 寒い時、暑い時戸外に置かないでください。袋部が変色したり、硬化して開閉できなくなることがあります。
- 説明書は本体とともに保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

### 〈保 全〉

- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 各部の破損、ゆるみ、摩耗がないか確認してください。
- 幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
- 当社のサービス員以外の分解、組立、改造はしないでください。

### 〈廃 棄〉

- 廃棄については各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。



外 袋



紙 説明書

必ず、ご購入年月日・ご購入販売店名などの記載をお確かめの上、お受け取りください。  
保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。なお保証書の再発行はいたしません。

## 保証基準

# 保証書

1. この商品の保証期間はご購入求めの日より1年間です。
2. 保証期間内においては、パーツの欠品、不良加工等、弊社の責任によるものは無償修理いたしますが、使用者の責任によるものは実費修理とさせていただきます。
3. 次の項目は無償サービスから除外させていただきます。
  - フレームの自然劣化（メッキや塗装は時々お手入れを必要とします）
  - 製品使用によるバッグのキズや破れ
  - 製品使用による車輪の自然消耗
  - 災害・事故等によるもの
  - 保証書を紛失された場合
  - 間違った使い方や、手入れ不良によるもの
  - 使用者の分解・改造によるもの
  - 実費修理に要する運賃等の諸経費
  - 使用者の不注意による部品の紛失
4. 一度使用したものは、原則として、製品のお取り替えはできません。
5. 製品についての各種お問い合わせは、ご購入販売店、または弊社に直接ご連絡ください。
6. 製品についての保証は、日本国内のみに限らせていただきます。

●品質保証期間は、ご購入上げ日より1年間です。

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| ●ご購入年月日                   | 年 | 月 | 日 |
| ●ご購入販売店名                  |   |   |   |
| ●ご購入販売店住所（〒      -      ） |   |   |   |
| TEL（      ）      -        |   |   |   |

ご購入年月日・ご購入販売店名の記入がない場合は無効ですので、必ず記入の有無をご確認ください。  
もし記入のない場合は、直ちにご購入販売店にお申し出ください。  
通信販売または、インターネット販売でご購入された方は、送り状の控えか、ご購入伝票を添えてください。

### 【修理について】

修理の依頼やご相談は、ご購入販売店へご連絡ください。  
ご購入求めの日より3年を過ぎた製品につきましては、必要パーツの在庫が無くなった場合など、修理できないことがございます。

### 【個人情報について】

ご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、お客様の同意を得ることなく、第三者に提供または、開示いたしません。



**SGマークが表示された製品は  
安心してご使用いただけます。**

SGマークが表示されたシルバーカーは、安心してお使いになれますが、消費者の皆さまが正常に使用していた時に、製品の欠陥により万一事故が発生し、使用者が身体的な損害を被った場合は「製品安全協会」がその損害を賠償致します。

**\*但し、保証期間はご購入後3年です。**

### ■賠償についてのご注意

◎認定したシルバーカーそのものが故障しても、その品質について保証するというものではありません。あくまでもけがなどの身体的な損害について賠償する制度です。

◎詳しくは、製品安全協会パンフレット、同協会ホームページを参照してください。

※製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

### ■事故の届け出について

製品の欠陥により事故が起きた場合は、事故が発生した日から60日以内に、下記別欄の①～③の項目を、下記の協会、または協会が指定する所に届けてください。

### ●一般社団法人製品安全協会

〒110-0012  
東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ 三ノ輪 2F  
TEL. 03-5808-3300(代)

### 事故の届け出に必要な項目

- ①事故の原因となったSGマーク表示の製品  
イ)製品の名称      □)製品の購入先、購入年月
- ②事故発生の状況  
イ)事故発生年月日      □)事故発生場所      ハ)事故発生状況
- ③被害の状況  
イ)被害者の氏名、年齢、性別、職業、住所  
□)被害の状況と程度

MADE IN TAIWAN 19.05

SHIMA  
SHIMA PRODUCT

株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5  
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992



外袋

説明書