

お口にやさしい

ソフトゴムスプーン

レギュラー

ゴム製のため、口腔内を傷めません。

—— 特 徴 ——

- ① 熱に強く、ソフトなシリコンゴムを使用しています。
- ② 噛んでも切れないようにゴム内に樹脂を埋め込んでおります。
- ③ 樹脂を埋め込んでいるため、スプーンに腰があります。
- ④ 介助用だけでなく、ジャム等をパンに塗ったり、ビン内の残り少ないもの等を取るのにも適しています。

〈素材・耐熱〉

ヘッド部：シリコンゴム 150℃

ハンドル：66ナイロン 140℃

芯：6ナイロン 140℃

〈サイズ〉

幅 27mm × 長さ 160mm

〈重量〉


約 14g

〈容量〉

約 3cc

食器用具と口腔ケア用品の製造・販売

Saitow Industries Co., Ltd.

 齊藤工業株式会社

〒959-1286 新潟県燕市小関字野中1156-1

TEL.0256-62-2627 FAX.0256-63-9863

E-mail saitow@saitow.co.jp

URL <http://www.saitow.co.jp>



袋



台紙

ソフトゴムスプーン
レギュラー
フル



4936480100182