

お口にやさしい

## ソフトゴムスプーン<sup>大</sup>

ゴム製のため、口腔内を傷めません。


### —— 特 徴 ——

- ① 熱に強く、ソフトなシリコンゴムを使用しています。
- ② 噛んでも切れないように、ゴム内に樹脂を埋め込んでおります。
- ③ 樹脂を埋め込んでいるため、スプーンに腰があります。
- ④ 介助用だけでなく、ジャム等をパンに塗ったり、ビン内の残り少ないもの等を取るのにも適しています。

〈素材〉	〈耐熱〉
ヘッド部:シリコンゴム	シリコン 150℃
芯・柄部:6ナイロン	6ナイロン 140℃
〈サイズ〉	〈重量〉
幅32×長さ182mm	約17g

食器用具と口腔ケア用品の製造・販売

Saitow Industries Co., Ltd.

 齊藤工業株式会社

〒959-1286 新潟県燕市小関字野中1156-1  
TEL.0256-62-2627 FAX.0256-63-9863

E-mail [saitow@saitow.co.jp](mailto:saitow@saitow.co.jp)  
URL <http://www.saitow.co.jp>



ソフトゴムスプーン  
大  
ブルー



4936480100243