


マイバディ・シーティングシステム

NEDO 福祉機器開発助成製品「レンタル対応リサイクル・シーティングシステム」

# 腕まくら + プラス

(特許取得済)



両側の面ファスナー：  
柔らかい方の面ファスナーが付いています。天板の上に乗せたものを固定するときに、ご使用になれます。

ポメル：  
足が内転される方の両膝頭が当たるのを防ぎます。必要に応じて着脱できます。

## サイズ表

No.	商品コード	横幅×奥行×前高・後高mm	天板
1	MBP052-38	380×350×160・80	ピンク
2	MBP052-40	400×350×160・80	ライム
3	MBP052-42	420×350×160・80	イエロー

素材：表地 人工皮革(抗菌・消臭・防汚加工)、裏地 ポリエステル  
中味 ウレタンフォーム

カバーのお手入れ方法：

表面が汚れましたら、中性洗剤を含ませた布で拭いて下さい。次に、水道の水を含ませた布で洗剤を拭きとって下さい。汚れがひどい場合は、カバーを外して手洗い後、ゆるく絞り陰干しをお願いします。中味のウレタンフォームは洗濯できません。

お問い合わせ先： 株式会社ユーキ・トレーディング  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-5-46 TEL03-3821-7331 FAX03-3821-7552  
MAIL: info@yukitrading.com