

安全で快適にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。

また、お読みになったあともいつでも読み返せるように、大切に保管してください。


リハテック  
**Reha tech**  
電動車いす

**P320**

補足取扱説明書

## ⊘ 禁 止

シートを回転する時は左右同じ方向には半回転以上しないでください。  
シートポストにケーブルが絡み、接続が外れる恐れがあります。  
また、断線の原因になります。



半回転以上禁止



警 告

告

安全に運転していただくためにかならず守ってください。